



**Biodynamics**

## **Boletín Técnico #181**

B181-1 (1 mL)

### **RNasa A**

Ribonucleasa I Pancreática

#### **Descripción**

Ribonucleasa I (EC 3.1.27.5) tipo XII-A, purificada a partir de páncreas bovino. Se utiliza en ensayos de protección de RNasas, remoción de RNA inespecífico, hidrolizado de RNA en muestras proteicas y purificación de DNA (minipreps y otras aplicaciones).

#### **Presentación**

- 1 mL de RNasa A (tapa rojai): 4 mg/mL en agua.  
~100 Kunitz u/mg proteína.  
Pureza 90% mínima en SDS-PAGE.

#### **Precaución**

Evitar contaminar la mesada y los instrumentos de trabajo con esta enzima.

#### **Conservación**

Guardar en congelador a -20°C. Alicuotar en caso de uso frecuente.